

Norden, 22.04.2021

Liebe Eltern, liebe Kinder,

für die nächste Woche gibt es neue Selbsttestkits. Das meiste ist wie bei dem ersten Test, aber ein paar Änderungen gibt es doch:

Diesmal ist die Flüssigkeit schon in dem Röhrchen, die Halterung in der Verpackung fehlt und es werden **4** Tröpfchen auf den Teststreifen gegeben. Deswegen schicken wir noch eine neue Anleitung mit.

Mit freundlichen Grüßen



Maren Kendzia-Boss

Anleitung zur Nutzung der neuen Testkits

Als erstes waschen Sie sich gründlich die Hände.

Bereiten Sie sich nun Ihren Testplatz vor. Legen Sie alle benötigten Utensilien vor sich hin. Sie brauchen, neben dem Testkit, auch noch eine Uhr und eine Halterung für das Röhrchen

Tipp: Da es keine Halterung für das Röhrchen in der Verpackung gibt, hier zwei Vorschläge, damit es nicht umfällt: In einen umgedrehten Duplostein stecken oder mit einer Wäscheklammer stabilisieren.



Ziehen Sie die Tupferverpackung auf und nehmen Sie den Tupfer vorsichtig heraus. Berühren Sie nicht die Wattierung.

Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte cirka 1,5 cm tief vom Rand des Nasenlochs eingeführt werden, bis ein leichter Widerstand zu spüren ist. („Popeltiefe“ 😊) Drehen Sie den Tupfer 4-6 Mal (15 Sekunden).

Wiederholen Sie den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen.


Führen Sie den Tupfer nicht tiefer ein, wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spüren.






Öffnen Sie nun das Röhrchen an der großen Öffnung und stecken Sie den benutzten Abstrichtupfer mit der Probe in das Röhrchen ein. Drehen Sie den Tupfer nun 5mal um.

Drücken Sie das Röhrchen mit den Fingern zusammen und entfernen danach so gut wie möglich die Lösung vom Abstrichtupfer, während Sie den Abstrichtupfer herausziehen und in den beiliegenden Müllbeutel stecken.




Schrauben Sie die große Abdeckkappe mit Tropfaufsatz wieder auf das Extraktionsröhrchen.




Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie die Testkassette auf eine flache und ebene Oberfläche.


VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort verwendet werden.



Schrauben Sie den kleinen Schraubverschluss vom Röhrchen ab. Drehen Sie das Röhrchen um und geben Sie 4 Tropfen der Testprobe auf die Probenvertiefung.




Nun warten Sie 15 bis 20 Minuten, dann können Sie das Ergebnis ablesen.



Positive



Negativ



Ungültig

Bitte lesen Sie diesen Rückmeldezettel sorgfältig durch. Er enthält wichtige Informationen über die Verwendung des Tests. Bitte lesen Sie die Rückmeldezettel sorgfältig durch. Er enthält wichtige Informationen über die Verwendung des Tests. Bitte lesen Sie die Rückmeldezettel sorgfältig durch. Er enthält wichtige Informationen über die Verwendung des Tests.

1. Name des Kindes: _____

2. Geburtsdatum: _____

3. Geburtsort: _____

4. Mütterlicher Name: _____

5. Adresse: _____

6. Telefon: _____

7. E-Mail: _____

8. Unterschrift des Elternteils: _____

9. Unterschrift des Kindes: _____

10. Datum: _____

Bei einem negativen Ergebnis Ihres Kindes unterschreiben Sie nun bitte den Rückmeldezettel.

Zum Schluss werfen Sie alle Bestandteile des Tests in der beiliegenden Plastiktüte in den Restmüll.

Vielen Dank!